
MANUAL DE INSTRUÇÕES



BALANÇA MINI CONTROL

RM-BD114

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. FUNCIONAMENTO	4
4. AVISO	4
5. ATENÇÃO	4
6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	5
7. TERMOS DE GARANTIA.....	5

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados da BALANÇA DIGITAL MINI CONTROL podem aumentar efetivamente sua vida útil.

Não desmonte a BALANÇA DIGITAL MINI CONTROL. Se houver necessidades de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria. Se necessário, troque a bateria. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a empresa por telefone ou e-mail.
- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Evite choques extremos (não deixe cair no chão).
- Baterias com vazamentos podem danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.
- Este produto não é a prova d'água.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
- A plataforma de vidro pode ficar muito escorregadia quando molhada, portanto certifique-se de que tanto o vidro quanto seus pés estejam secos antes de usar.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule nem pise com força na balança e não tente desmontá-la. Manuseie com cuidado para evitar derrubá-la ao movê-la.

2. LIMPEZA

Não exponha o aparelho a produtos químicos fortes tais como gasolina, detergentes, acetona, uma vez que eles podem danificar a vedação, caixa e acabamento do aparelho.

Use um pano macio e umedecido em álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície da balança. Não use sabão nem detergentes. Não molhe a balança e evite o frio ou calor extremo.

Este produto **não é à prova d'água**.

3. FUNCIONAMENTO


- Encontre a bateria de lítio que acompanha o produto e localize o compartimento de bateria na parte de trás da balança, abra a tampa, instale a bateria no compartimento e feche o compartimento (certifique-se de que a polaridade positiva da bateria esteja apontando para cima).
- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana. Chão limpo é o mais indicado.
- Pise diretamente na balança e o peso será exibido.



- Fique parado sobre a plataforma de vidro. Durante a pesagem, a indicação ficará piscando no visor. Espere até as indicações pararem de piscar. Seu peso será exibido por aproximadamente 10 segundos e, em seguida, a balança será desligada automaticamente.

4. AVISO

- Para garantir a precisão, sugerimos que você se pese em um horário fixo todos os dias.
- Troque a bateria quando "LO" aparecer no visor LCD, indicando que a bateria está fraca.



- Se for exibido "----" no visor LCD indica sobrecarga.

5. ATENÇÃO

- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria. Se necessário, troque a bateria. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a empresa por telefone ou e-mail.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- A. Sistema com sensores de alta precisão.
- B. Plataforma de vidro temperado.
- C. Capacidade: 6 kg até 180 kg.
- D. Divisão: 0,1 kg.
- E. Visor LCD.
- F. Liga automaticamente.
- G. Zera automaticamente e Desliga automaticamente.
- H. Indicação de bateria fraca e sobrecarga.
- I. Três tipos diferentes de unidades de medida: kg / lb / st.
- J. Bateria: 1X3V bateria de lítio CR2032 (inclusa).

7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxmedic.com.br

contato@relaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688